

ENZYM CLEAN

VIEMÄRIEN HOITOAINEEEN ANNOSTELUPUMPPU

TUOTEKUVAUS

Orapi Enzym Clean -annostelupumppu on huoltovapaa ja hiljainen automaattipumppu. Antaa täysin säädettävän, tarkan ja taloudellisen annostuksen. Helppo asentaa ja käyttää. Ei kustannuksia asiakkaalle. Varmistaa että Enzym Clean -hoitoainetta annostellaan oikea määrä ja oikeaan aikaan. Paras teho saavutetaan kun ajastin ohjelmoidaan käyttämään annostelupumppua tarvittavan ajan heti viemäriin päivittäisen käytön loputtua ja hoitoaine saa näin vaikuttaa viemäriissä mahdollisimman pitkään.

ENZYM CLEAN SUOSITELTU ANNOSTELUVÄLI

HAJUNPOISTO:
50 - 100 ml/vrk

NORMAALIKÄYTTÖ:
100 - 300 ml/vrk

SUURET VIEMÄRIT:
300 - 500 ml/vrk

ANNOSTELUPUMPUN ASENNUS

1. TARKISTA PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- 1 kpl pumppu / seinäteline
- 1 kpl letku 5 m
- 1 kpl paino / suodatin
- 2 kpl johdinside
- 2 kpl ruuvi / seinätulppa
- 1 kpl ajastin

2. ASENNUS:

- 1. Poraa reiät haluttuun kohtaan.
- 2. Ruuvaa teline seinään ja asenna pumppu.
- 3. Kiinnitä letkut pumppuun.
- 4. Asenna paino imuletkuun.

3. KÄYTTÖ:

- 1. Kiinnitä ajastin pistorasiaan ja liitä sähköjohto.
- 2. Tarkista että pumppu käynnistyy ja säädä annostus.
(käyntiaika/annostus: 15 min/100 ml)



KOODI: 19-2300



1. Pakkauksen sisältö



2. Kiinnitystelineen asennus



3. Letkujen kiinnitys



4. Suodattimen asennus



5. Säädä ajastus (pumpun teho: 100 ml/15 min)



6. Asennus valmiina